


BOÎTES DE COMPTAGE STÉRILES

POUR AIGUILLES ET LAMES



BOÎTES AIMANTÉES À AIGUILLES ET LAMES

/ USAGE UNIQUE - AUTOCOLLANT SIGNALÉTIQUE DE FERMETURE - UNIFORMITÉ NORME NF X30-500




RÉF PRODUIT	NOMBRE CASES AIMANTÉES	NOMBRE DE CASES CÔTÉ MOUSSE	RETRAIT DE LAME	DIMENSIONS	COND
-------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------


AC-ASPNC-1010	10	-	SANS	11,4 x 5,4 x 1,7 CM	168 UNITÉS
---------------	----	---	------	---------------------	------------



AC-ASPNC-2020	2X10	-	SANS	11,4 x 5,4 x 1,7 CM	168 UNITÉS
---------------	------	---	------	---------------------	------------




AC-ASPNC-1515B	2X15	-	AVEC	11,6 x 5,4 x 1,7 CM	168 UNITÉS
----------------	------	---	------	---------------------	------------




RÉF PRODUIT	NOMBRE CASES AIMANTÉES	NOMBRE DE CASES CÔTÉ MOUSSE	RETRAIT DE LAME	DIMENSIONS	COND
-------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------

AC-IDMM001	2X15	-	AVEC	11,5 x 5,5 x 3,5 CM	50 UNITÉS
------------	------	---	------	---------------------	-----------



AC-IDMF001	15	20	AVEC	11,5 x 5,5 x 3,5 CM	50 UNITÉS
------------	----	----	------	---------------------	-----------



AC-IDMM002	2X30	-	AVEC	11,5 x 9 x 3,5 CM	40 UNITÉS
------------	------	---	------	-------------------	-----------