

Fiche technique

Dispositifs d'aide à la posture en **MICROBILLES** ou **MICROFIBRES**


Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte,
au titre de cette réglementation, le marquage CE

MICROBILLES EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

- Matériau utilisé très léger : des microbilles en polystyrène expansé de très faible granulométrie pour un meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la morphologie des patients.
- Traitement d'ignifugation



NF EN ISO 597 - 1 & 2



MICROFIBRES POLYESTER

- Matériau : fibres polyester
- Les fibres emprisonnent l'air pour une sensation de moelleux et un confort accru.
- Traitement d'ignifugation



NF EN ISO 597 - 1 & 2

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



DESCRIPTIF :

Coussins de positionnement en microbilles en Polystyrène Expansé de faible granulométrie ou fibres polyester

Modèles disponibles :



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9700B1HW

AC-SYSP9750FIHW

L 35 cm | 26 cm



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9701B1HW

AC-SYSP9751FIHW

L 56 cm | 40 cm



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9702B1HW

AC-SYSP9752FIHW

L ø 20 cm | 60 cm

Fiche technique

Dispositifs d'aide à la posture en
MICROBILLES ou **MICROFIBRES**



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9703B1HW

AC-SYSP9753F1HW

L 32 cm | 62 cm



RÉFÉRENCES :

ACSYS-P9704B1HW

ACSYS-P9754F1HW

L 50 cm | 50 cm



RÉFÉRENCES :

ACSYS-P9710B1HW

ACSYS-P9760F1HW

L 60 cm | 40 cm H 30 cm



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9705B1HW

AC-SYSP9755F1HW

L 135 cm | 85 cm

RÉFÉRENCES :
AC-SYSP9707B1HW
ACSYS-P9757F1HW
L 180 cm | 55 cm



Fiche technique

Dispositifs d'aide à la posture en
MICROBILLES ou **MICROFIBRES**



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9711B1HW

AC-SYSp9761f1hW

L 30 cm | 10 / 30 cm H 15 cm



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9712B1HW

AC-SYSP9762F1HW

L 46 cm | 30 cm H 10 cm



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9708B1HW

AC-SYSP9758F1HW

L 135 cm | 58 cm

L 85 cm | 40 cm



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9709B1HW

AC-SYSP9759F1HW

L 85 cm | 25 cm H 15 cm

Fiche technique

Dispositifs d'aide à la posture en
MICROBILLES ou **MICROFIBRES**



RÉFÉRENCES :

AC-SYSP9763FIHW

L 48 cm | 43 cm H 10 cm

HOUSSE POLYMAILLE® :
TOTALEMENT RESPIRANTE ET IMPERMÉABILISÉE

- Enduction de Polyuréthane anallergique sur jersey polyester traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
- POLYMAILLE® est bi-extensible, permettant ainsi de réduire les effets de cisaillements et de frictions.
- POLYMAILLE® est hyper-respirant et contribue de ce fait à la diminution de l'effet de macération.
- POLYMAILLE® est également imperméabilisée pour une hygiène maîtrisée.
- Lavable à 95°C, décontamination par produit de pulvérisation à froid

**DISPOSITIFS LIVRÉS EN STANDARD
AVEC 2 HOUSSES DONT UNE AMOVIBLE**

- Facilité d'entretien
- Meilleure hygiène
- Meilleure durabilité du support
- Adapté en environnement multi-patients.



Entretien housses Polymaille®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

GARANTIE



69620 Ternand - FRANCE
TEL: +33 (0)4 74 71 86 93 - FAX: +33 (0)4 74 71 87 04
ventes@cgmedical.fr

FLEXIBILITÉ RÉFÉRENCE RÉACTIVITÉ ÉCOUTE