

KIT DE LAVEMENT

USAGE UNIQUE



RÉF : AC-CONEM02

Composition du kit :

- > Poche :
 PVC à usage médical
 Souple et translucide avec indicateur de capacité sérigraphié
 Capacité 1500ml Graduée 500ml/1000ml/1500ml
 Orifice de remplissage fermé
 Anse de fixation pour une suspension ferme et sûre

SANS PHTALATE

- > Tubulure :
 PVC à usage médical
 Souple et translucide
 Longueur : 145 cm

- > Sonde rectale :
 Intégrée Prélubrifiée
 Embout distal ouvert non traumatique avec perforation latérale
 Diamètre extérieur : 6,5 mm
 Clamp en plastique

- > Champ :
 Champ imperméable 41cm x 45 cm

 **CONDITIONNEMENT : 50 UNITÉS**



Pas d'écoulement depuis l'orifice de remplissage même dans des conditions extrêmes.
 Étanchéité de la poche testée avec une eau colorée.

