


Fiche technique

La gamme des canules rectales



Canule rectale pédiatrique

- Référence: **AC-HE115CRJ104**
- Conditionnement: 10 unités
- Longueur : 16,5 cm Diamètre : 5 mm



Canule rectale junior simple contraste

- Référence: **AC-PR21547**
- Conditionnement: 10 unités
- Longueur : 15 cm Diamètre : 8 mm



Canule rectale junior (coudée) simple contraste

- Référence: **AC-PR9522**
- Conditionnement: 50 unités
- Longueur : 17 cm Diamètre : 12 mm composé d'une Olive




Canule rectale à ballonnet double contraste

- Référence: **AC-PR21544**
- Conditionnement: 10 unités + 1 seringue
- Diamètre : 15 mm composé d'une olive, un **BALLONNET** et d'une **TUBULURE**
- Produit complémentaire : **Poire d'insufflation d'air** référence : AC-PR21549



Canule rectale à ballonnet simple contraste

- Référence: **AC-PR21546**
- Conditionnement: 10 unités + une seringue
- Diamètre : 16 mm composé d'une olive ainsi que d'un **BALLONNET**



Canule rectale standard

- Référence: **MMA-900-0137**
- Conditionnement: 10 unités
- Longueur : 15 cm Diamètre : 17,5 mm composé d'une olive

