


AIGUILLES DE BIOPSIE


INSTRUMENT DE PRÉLÈVEMENT



Vis de butée pour la sécurité du patient




Réf. AC-ILU4112




2 marqueurs sphères réfléchissants (Compatible MEDTRONIC)

+ QUALITÉ


Une bague de silicone assure un vide hermétique et garantit une aspiration précise




Règle graduée pour un contrôle en profondeur



Tube d'aspiration avec raccord LUER LOCK fourni



Fenêtre de coupe plus grande pour prélever plus de matière



Indicateur de couleur intuitif



Réf. AC-ILU4111

+ EFFICACITÉ

Un volume de prélèvement optimal



2 marqueurs plats réfléchissants (compatible BRAINLAB)

+ CONTRÔLE

Les repères colorés fournissent des informations claires sur la position d'ouverture de la fenêtre