


# AIGUILLES DE BIOPSIE

## INSTRUMENT DE PRÉLÈVEMENT



Vis de butée pour la sécurité du patient




Réf. AC-ILU4112



Réf. AC-ILU4111



Tube d'aspiration avec raccord LUER LOCK fourni



2 marqueurs sphères réfléchissants (Compatible MEDTRONIC)

### + EFFICACITÉ

Un volume de prélèvement optimal



2 marqueurs plats réfléchissants (compatible BRAINLAB)




Fenêtre de coupe plus grande pour prélever plus de matière

### + QUALITÉ

Une bague de silicone assure un vide hermétique et garantit une aspiration précise

### + CONTRÔLE

Les repères colorés fournissent des informations claires sur la position d'ouverture de la fenêtre



Indicateur de couleur intuitif

Règle graduée pour un contrôle en profondeur

